

LES LAURÉATS 2016

3<sup>e</sup> lauréat

# Prothèse implantaire transvissée tout céramique collée sur embase titane



**Dr. DENISE**  
Chirurgienne dentiste  
**Dr. LAUREN**  
Prothésiste dentaire

• Tout céramique collée sur un abutment transvissé.  
• Colonne en titane.  
• La couronne en une seule fabrication.

Les auteurs déclinent  
toute responsabilité en cas d'usage non autorisé.

**L'**utilisation de la vitro céramique de type dentaire de lithium fait partie aujourd'hui de l'arsenal thérapeutique qui nous propose à nos patients dans le cadre de restaurations dentaires mini-invasives (couronnes, bridges, ponts, etc.) ou de restaurations péri-implantaires (couronnes, auto-rétention). À l'usage de l'abutment, une autre application possible de cette vitro céramique sera proposée : la fabrication de couronnes implantaires tout céramique transvissées. Pour cela nous offrons des abutments implantaires transvissés en titane sur lesquels nous collons deux structures en denture de lithium (IPS e.max<sup>®</sup>, Ivoclar Vivadent).

10

Stratégie thérapeutique dentaire - Octobre 2017 - n° 11 - p. 10-11